

PushBackVac

Congratulations!


You have purchased a product that will make your chairside dental care more efficient and easier. This device is made of polycarbonate and intended solely for dental use.

USE – DO NOT twist the suction into place holding the c-shaped end. This will place excessive torque on the suction and break it. Grip the device on the tube portion and twist to place. You can moisten the tube end to make this easier. Gently place the suction in the patient's mouth by retracting the cheek and depressing the tongue slightly.

CARE – Sterilize before first use. The PushBackVac dental suction should be cleaned thoroughly after each use preferably with a bottle brush. It can be sterilized with dental sterilizing solutions or by autoclaving. Autoclaving can make this device brittle over time. **DO NOT** sterilize using high heat. This product will melt.

END OF LIFE – This product is plastic and can be recycled. Sterilize before placing in this waste stream.

Please go to our website at PushBackVac.com for more information.

 Warning. This product may contain BisPhenol A (BPA) known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to P65warnings.ca.gov

¡Felicidades!


Ha adquirido un producto que hará que su consultorio dental cuidado más eficiente y más fácil. Este dispositivo es fabricado en policarbonato y destinado para uso dental.

USO – No fuerza la succión en su lugar sosteniendo el extremo en forma de c. Esto Coloque la torsión excesiva en la succión y romperlo. Sujete el aparato en la porción de tubo y gire para colocar. Puede humedecer el extremo del tubo para hacer esto más fácil. Coloque suavemente la succión en la boca del paciente por retraer la mejilla y presionar ligeramente la lengua.

CAUIDADO – Esterilizar antes del primer uso. La succión dental de PushBackVac debe limpiarse bien después de cada uso preferentemente con un cepillo para botellas. Puede esterilizarse con soluciones esterilizantes dentales o en autoclave. Autoclave puede hacer este dispositivo frágil con el tiempo. No esterilizar con calor. Este producto se derretirá.

FINAL DE LA VIDA – Este producto es de plástico y puede ser reciclado. Esterilizar antes de colocar en este flujo de residuos.

Por favor visite nuestro sitio web en PushBackVac.com para obtener más información.

 Advertencia. Este producto contiene BisPhenol A (BPA) reconocidos por el estado de California que provocan cáncer, defectos de nacimiento u otros danos reproductivos. For more information go to P65warnings.ca.gov

Special Dental Products, LLC
3250 Far Reach Drive
Baldwinsville, NY 13027
USA
315-853-7447



Contents: 2 suctions, two patient left

